


Uvažujete o zväčšení prsníkov
pomocou implantátov MENTOR®?





UVAŽUJETE O ZVÄČŠENÍ PRSNÍKOV POMOCOU IMPLANTÁTOV, ALE NIE STE SI ISTÁ, KTORÝ TYP IMPLANTÁTOV ZVOLIŤ?

NIE STE NA TO SAMA

Vedecky podložené informácie vám pomôžu vo vašej správnej voľbe

Dostatočné množstvo preverených informácií o bezpečnosti a kvalite prsníkových implantátov, ich výrobe, testovaní a výskume vám môžu vašu voľbu uľahčiť.

Kvalita na prvom mieste

Ženy na prvom mieste žiadajú implantáty bezpečné, vysoko kvalitné a dlhodobo preverené. Pri výbere implantátov ďalej zohľadňujú podmienky záručného patientskeho programu.

Spoločnosť Mentor už viac ako 50 rokov pôsobí na trhu v oblasti výroby, výskumu a testovania prsníkových implantátov, čo je zárukou najvyššej kvality.



KVALITA PRSNÍKOVÝCH IMPLANTÁTOV JE NEVYHNUTNOSŤ, NIE LUXUS

Kvalita a bezpečnosť

Počas desaťročí získala spoločnosť Mentor spoločne s nenahraditeľnými skúsenosťami aj povesť spoľahlivého, celosvetovo uznávaného výrobcu prsníkových implantátov s certifikáciou FDA. Profesionalita výroby, dokonalé prevedenie a klinické dáta o bezpečnosti používania prsníkových implantátov MENTOR® hovoria samy za seba.

Certifikácia FDA

Prsníkové implantáty MENTOR® ako jedny z mála prešli náročnými kritériami na bezpečnosť a kvalitu FDA a získali certifikát.

Certifikát FDA udeľuje americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (Food and Drug Administration). Jeho získanie je podmienené dlhodobými klinickými štúdiami preukazujúcimi bezpečnosť produktu.

<http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm337827.htm>

Dokonalé prevedenie

Mentor kladie vysoké nároky na kvalitu a dodržiava najprísnejšie výrobné štandardy. Celý proces je plne automatizovaný a pre dokonalé opracovanie povrchu implantátov využíva najnovšie technológie. Aby kvalita každého produktu bola prvotriedna, prechádzajú prsníkové implantáty MENTOR® mnohostupňovou kontrolou.

Testovanie

Mentor považuje kvalitu za nutnosť, nie za luxus. Preto produkty MENTOR® prechádzajú laboratórnymi testami.

- Testy biokompatibility – testujú zdravotnú nezávadnosť implantátov.
- Záťažové testy – testujú odolnosť obalu implantátu pri tlaku, ťahu a pod.
- Ostatné testy – napr. chemická analýza, stabilita, sterilita produktov atď.

Bezpečnosť silikónu

Vedeli ste, že silikón sa používa v zdravotníctve už viac ako 50 rokov? Lekári medicínalnemu silikónu dôverujú už roky, pretože vedia, že je spoľahlivý, ľahko sa sterilizuje a je biokompatibilný.

Mentor používa výhradne ORIGINALNÝ medicínalný silikón najvyššej kvality.

Unikátny povrch Siltex®

Implantáty s optimálne textúrovaným povrchom sú telom lepšie prijímané a výrazne znižujú riziko prípadných komplikácií, napríklad rotácie alebo kapsulárnej kontraktúry.

PRSNÍKOVÉ IMPLANTÁTY MENTOR® – SPOL' AHLIVÁ VOL'BA

**IMPLANTÁTY MENTOR® UŽ VIAC AKO
50 ROKOV S DÔVEROU POUŽÍVAJÚ
MILIÓNY ŽIEN NA CELOM SVETE**

Kohézny MemoryGel®

Mentor plní silikónové prsníkové implantáty unikátnym kohéznym géloom, ktorý neunikne ani pri porušení celistvosti povrchu implantátu.

Pri narušení silikónového obalu implantátu vytvorí gél uniformnú pevnú hmotu, ktorá nevytečie, čím zvyšuje bezpečnosť implantátov MENTOR®.

Vďaka konzistencii gélu sa prsníkové implantáty plnené kohéznym géloom kvalitou približujú prirodzenému prsníkovému tkanivu.

Kohéznym géloom sú plnené guľaté aj anatomické CPG (Contour Profile™ Gel) implantáty MENTOR®.

Kohézia anatomických implantátov

Kvalitné anatomické implantáty musia byť plnené géloom s vyššou kohéziou, vďaka čomu môžu spoľahливо držať svoj tvar. Preto sú anatomické implantáty MENTOR® plnené géloom s najvyššou kohéziou stupňa III.

Obrázok nahradí tisíc slov

Rozrezali sme implantát MENTOR[®], aby sme ukázali kohéziu gélu. Kohéznym MemoryGel[®] vďaka svojim unikátnym vlastnostiam nezmení konzistenciu, nevytečie a zaistí tvarovú stálosť.

Mentor dodržiava prísne požiadavky na kvalitu výroby podmienenú testovaním. Testy obalu implantátu (tzv. shellu) preukázali, že majú vynikajúcu pevnosť, odolnosť a pružnosť.

Viete, že napríklad pri záťažových testoch pevnosti je obal implantátu MENTOR[®] natiahnutý na 450% pôvodnej veľkosti? Obal musí testom prejsť bez akéhokoľvek poškodenia.



Tvar, veľkosť, typ a umiestnenie implantátov


Aby výsledný efekt zväčšenia prsníkov zodpovedal vašim predstavám, musí byť zvolený vhodný typ implantátu s ohľadom na vaše individuálne potreby.

Preto je škála prsníkových implantátov MENTOR® taká rozmanitá. Implantáty sa vyberajú podľa niekoľkých kritérií: veľkosti, tvaru základne, výšky profilu, kohézie gélu a typu implantátu (guľaté alebo anatomické implantáty).


S výberom najvhodnejšieho implantátu, miesta rezu a umiestnenia implantátu vám pomôže váš plastický chirurg.

Možnosti rezu:


- Axilárny rez
(v podpazuší)
- Periareolárny rez
(v okolí bradavky)
- Submammárny rez
(v podprsníkovej ryhe)



Možnosti umiestnenia implantátu:



Pod prsný sval
(Submuskulárne)



Pod mliečnu žľazu
(Subglandulárne)

8 DŮVODOV PREČO SI ZVOLIŤ PRSNÍKOVÉ IMPLANTÁTY MENTOR®

- Certifikácia CE a FDA
- Kvalita a bezpečnosť podložená vedeckým výskumom a klinickými štúdiami
- Vysoké štandardy kvality výroby, dôkladné testovanie
- Bezpečný kohézny Memory Gel®
- Dokonalý estetický efekt
- Široký výber guľatých a anatomicky tvarovaných implantátov
- Najširší záručný program PatientCare Promise
- 50 rokov skúseností a úspešného pôsobenia na trhu



ZÁRUČNÝ PROGRAM

Mentor poskytuje ženám s prsníkovými implantátmi MENTOR® plnenými silikónovým gélom dlhodobý záväzok formou záručného programu PatientCare Promise.

Program PatientCare Promise sa vzťahuje na:

- prípady potvrdenej kapsulárnej kontraktúry Baker stupeň III. a IV. v augmentačnej chirurgii, ktoré boli implantované po 1.5.2013.
- prípady potvrdeného prasknutia – ruptúry v dôsledku opotrebenia alebo oddelenia vrstiev, vyžadujúce chirurgický zákrok.

Program PatientCare Promise je dôkazom toho, že bezpečnosť a ochrana pacientiek je prioritou spoločnosti Mentor nielen počas zákroku, ale aj po ňom.

Podrobné informácie o podmienkach programu nájdete na:

www.pulimedical.sk

www.mentorimplantaty.sk



NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY:

1. Aký typ a veľkosť implantátov sú pre mňa vhodné?
2. Kde môžem vidieť fotografie pred a po zákrokoch?
3. Aké vyšetrenie je treba absolvovať?
4. Ako dlho bude približne trvať zákrok?
5. Existujú nejaké komplikácie, s ktorými by som mala po zákroku počítat'?
6. Ako dlho trvá zotavenie po zákroku a za aký čas budem zase fit?
7. Akú záruku majú implantáty, ktoré plánujete použiť?
8. Ako dlho môžu byť implantáty v tele? Je potrebné ich po určitom čase vymeniť?
9. Môžem s implantátmi kojiti' a absolvovať mamografické vyšetrenie?
10. Na čo by som si mala dávat' po zákroku pozor?



MENTOR JE TU PRE VÁS

PULI*medical*[®]

PULImedical, spol.s r.o., Nádražná 34,

900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: +421 905 454 592, Fax: +421 2 459 44 919

Email: pulimedical@pulimedical.sk

www.pulimedical.sk

www.mentorimplantaty.sk